



Простой, надежный, универсальный

Шесть видов диагностики (Фолль, Риодораку, Су-джок, вегатест, аурометрия, аурикулодиагностика).

Семь видов терапии (электротерапия, электропунктура, иглотерапия, физиотерапия, биорезонанс, антипаразит, аурикулотерапия).

Тест и подбор медикаментов, косметики, парфюмерии.

Максимальное снижение стоимости при максимальном увеличении возможностей - основная цель создания нашего комплекса.

Преимущества комплекса «Кабинет Фолля» БИОРС:

Бесплатная программа. Мы не разбиваем наш программный комплекс на массу мелких модулей для продажи их по частям, а также не требуем денег за обновления программы. Купив сейчас прибор «Кабинет Фолля» БИОРС, Вы в последующем просто будете бесплатно скачивать обновления программной части с нашего сайта www.biors.ru, тем самым постоянно от версии к версии наращивать мощь Вашего диагностическо-терапевтического комплекса, не неся при этом финансовых затрат.

Самая низкая цена за прибор «Кабинет Фолля» БИОРС по сравнению с приблизительными функциональными аналогами других фирм. Полных аналогов прибора нет, так как в прибор включены такие функции (например, электрофизиотерапия,

аурометрия, хронометрия, пополнение баз данных и др.), которые обычно реализуются по отдельности в нескольких приборах или нереализуются вовсе.

Самые современные технические решения (защищенные патентами и авторскими свидетельствами) позволяют сделать уникальный синтез цифровых и аналоговых технологий в одном компактном корпусе. Технические возможности, заложенные в прибор, позволяют в последующем еще больше расширить программное обеспечение, добавить многие, пока не реализованные варианты диагностики и терапии, не изменяя его аппаратной части.

Основная задача медицинского комплекса «Кабинет Фолля» БИОРС – служить удобным, надёжным и при этом недорогим многофункциональным инструментом, позволяющим провести не только диагностику различными методами, но и по ее результатам сразу провести многоуровневую терапию, подобрать, назначить и приготовить препараты.

Комплекс «Кабинет Фолля» БИОРС зарегистрирован в МЗ РФ как медицинская техника и рекомендован для использования в лечебно-профилактических учреждениях, а также в домашних условиях.

**Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/047149 от 10.08.2016 года
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.AL37.В.26655/20 от 18.03.2020 года
Лицензия на производство № ФС-99-04-005304 от 19.12.2017 года**

Возможности комплекса:

- ☞ Регистратура.
- ☞ Объемные 3D атласы БАТ и БАЗ при проведении диагностики и терапии
- ☞ Обучающая функция. Автоматический поиск БАТ и фиксация измерений
- ☞ Аналитическая функция. Возможность ретроспективного сравнения двух визитов
- ☞ Экспорт отчетов в Word с последующей распечаткой
- ☞ Наглядная визуализация состояния органов и систем. Масса отчетов после диагностики.
- ☞ Звуковое сопровождение при проведении измерений
- ☞ Два вида индикатора при измерениях (стрелочный и ползунковый с графиком прижатия)
- ☞ Квадрантные измерения по Фоллю.
- ☞ Измерение электрических параметров биологически активных точек (БАТ) по Фоллю.
- ☞ Биоинформационная адаптометрия (аурометрия) с выдачей объемного рисунка ауры.
- ☞ Проведение диагностики Риодораку (по методу Накатани).
- ☞ Резонансное тестирование по Шиммелью (вегатест) с помощью внешних кассет или из базы.
- ☞ Проведение Су Джок диагностики (по кистям рук)
- ☞ Аурикулодиагностика и Аурикулотерапия (по ушам)
- ☞ Хронопунктура (расчет "открытой точки") с рекомендациями по проведению электропунктуры и иглотерапии.
- ☞ Тестирование пациента на медикаменты из базы медикаментозного селектора
- ☞ Тестирование произвольных веществ (косметики, украшений и т.д.) с внешнего носителя.
- ☞ Цифровой и аналоговый медикаментозный селектор. Запись препаратов из медикаментозного селектора на носитель (воду, крупку, воск и т.д.) с возможностью потенцирования
- ☞ Изготовление и запись аутонозода в режиме проведения как общей БРТ, так и БРТ по БАТ.
- ☞ Сохранение цифровых и аналоговых электронных копий препаратов в базе и в ПЗУ прибора.
- ☞ Активный аналоговый репринтер (размножение гомеопатических лекарственных средств)
- ☞ Электротерапия по БАЗ и БАТ по Фоллю, электропунктура, аурикулотерапия, терапия электронными копиями препаратов и т.д.
- ☞ Классическая электрофизиотерапия (по нозологиям, зонам, мышечная стимуляция и т.д.)
- ☞ Антипаразитарная терапия по методу Хильды Кларк: общая (30 кГц) и по частотам паразитов.

- ☑ Эндогенная биорезонансная терапия (аналоговая и цифровая).
- ☑ Экзогенная (частотная) биорезонансная терапия частотами от 0.1 до 500000 Гц. по методам Райфа, Шмидта, Людвиг, Пфлаума и др.
- ☑ Создание собственных методик терапии.
- ☑ Независимость от внешних источников питания. Не требуется подключение к сети 220В.
- ☑ Комплекс устанавливается на любой компьютер не старше 2002 года.

Основные технические характеристики

Напряжение питания от USB, В (основное)	5
Напряжение питания от внешней сети, В (дополнительное)	220
Гальваническая развязка пациента, В	4000
Общий ток потребления, мА, не более	400
Напряжение на электродах в режиме диагностики по Фоллю, В.	+1.28
Ток в режиме диагностики по Фоллю, мкА	12
Напряжение на электродах в режиме диагностики по Накатани, В.	12
Ток в режиме диагностики по Накатани, мкА	200
Напряжение на электродах в режиме диагностики Су-Джок, В.	5
Ток в режиме диагностики Су-Джок, мкА	10
Максимальное напряжение на электродах в режиме терапии, В.	+/-20
Ток в режиме электротерапии, мА, не более	1.5
Ток в режиме электрофизиотерапии при Rн=500 Ом, мА, не более	20
Ток срабатывания защиты при электрофизиотерапии, мА, не более	40
Точность измерения тока в режиме электрофизиотерапии, мА	0.1
Диапазон частот в режиме электротерапии, Гц	0...100
Диапазон частот модуляции в режиме электрофизиотерапии, Гц	0...250
Диапазон несущих частот в режиме электрофизиотерапии, Гц	0...50000
Диапазон частот в режиме цифровой БРТ, Гц	0..400000
Диапазон частот в режиме аналоговой эндогенной БРТ, Гц	0...2000000
Максимальная задаваемая частота в режиме цифровой экзогенной БРТ, Гц	500000
Точность подстройки частоты, Гц	0.1
Полярность импульсов в режимах терапии	+/-/bipolar
Форма импульсов в режимах терапии	meandr / sinus / triangle / special
Количество предустановленных режимов электрофизиотерапии, шт	23
Усиление в режиме аналоговой БРТ, ед	x1, x2, x4, x5, x8, x10, x16, x32
Емкость встроенного медикаментозного селектора, ячеек под нозоды	32000
Масса аппарата с электродами и проводами, не более, кг	1.5
Габаритные размеры прибора, не более, мм.	156x180x44

Комплект поставки

Прибор "Кабинет Фолля " БИОРС (версия Master)	1 шт
Электроды цилиндрические	2 шт
Электрод-щуп	1 шт
Контейнер для тестирования	2 шт
Провода для соединения электродов с прибором	1 шт
Кабель для подключения прибора к компьютеру	1 шт
Кабель питания прибора	1 шт
Электрод для физиотерапии.	2 шт
Адаптер - переходник для физиотерапевтических электродов	2 шт
Насадка для проведения диагностики по Накатани	1 шт
Насадка для проведения диагностики Су Джок	1 шт
Провод для тестирования	1 шт
Фиксирующий эластичный бинт	1 шт
Технический паспорт	1 шт
Флешка с установкой программы, руководством по эксплуатации и литературой по рефлексотерапии, электротерапии, БРТ, ВРТ и т.д	1 шт
Упаковочная тара (почтовая коробка)	1 шт

Гарантийные обязательства

Срок гарантии на прибор - 1 год со дня продажи

Доставка СДЕК до пункта выдачи бесплатно